



Différenciation CoaguChek® INRange / CoaguChek® XS

Lecteurs	CoaguChek® INRange 	CoaguChek® XS 
Technologie	Mesure électrochimique	
Usage	Automesure patients uniquement	Automesure avec bandelettes INRange ; Usage patients et professionnels avec anciennes bandelettes
Bandelettes	CoaguChek XS PT Test PST (Référence 07671687)	CoaguChek XS PT Test PST (Référence 07671687) CoaguChek XS PT Test (Référence 04625358)
Conditionnement bandelettes	24 bandelettes	
Temps de mesure	Environ 1 minute	
Intervalle de mesure	INR : 0,8 – 8,0 %Q : 120%-5% TQ : 9,6 – 96 sec	
Contrôle qualité intégré	Oui	
Affichage écran	Interface intuitive avec écran couleur	Interface simple avec écran noir et blanc
Affichage de l'objectif	Oui	Non
Capacité de mémoire	400 résultats de mesure 5 puces d'étalonnage simultanément	300 résultats de mesure 1 puce d'étalonnage
Arrêt automatique	Après 2 minutes d'inactivité	Après 3 minutes d'inactivité
Alimentation	4 piles 1,5V type AAA	
Température de fonctionnement	15-32 °C	
Humidité relative	10-85% (sans condensation)	
Altitude maximale	4 300 m	
Dimensions	145 x 75 x 30 mm	138 x 78 x 28 mm
Poids	135 g (sans piles)	127 g (sans piles)
Stockage et conditions de transport	-25°C à 70°C (sans piles)	
Rapports d'évolution et d'objectif	Visibles sur le lecteur et sur PC (via une connexion USB)	Visibles sur PC via un accessoire de connexion CoaguChek® XS
Transfert des données	USB de type B Bluetooth	Infra-rouge à usage interne Roche