



Différenciation CoaguChek[®] XS / CoaguChek[®] INRange

Lecteurs	CoaguChek [®] XS 	CoaguChek [®] INRange 
Technologie	Mesure électrochimique	
Usage	Usage patients et professionnels avec anciennes bandelettes	Automesure patients uniquement
Bandelettes	CoaguChek XS PT Test (Référence 05352983001) Remplacées par CoaguChek XS PT Test PST	CoaguChek XS PT Test PST (Référence 08391378001) Compatibles avec CoaguChek [®] XS
Conditionnement bandelettes	24 bandelettes	
Temps de mesure	Environ 1 minute	
Intervalle de mesure	INR : 0,8 – 8,0 %Q : 120%-5% TQ : 9,6 – 96 sec	
Contrôle qualité intégré	Oui	
Affichage écran	Interface simple avec écran noir et blanc	Interface intuitive avec écran couleur
Affichage de l'objectif	Non	Oui
Capacité de mémoire	300 résultats de mesure 1 puce d'étalonnage	400 résultats de mesure 5 puces d'étalonnage simultanément
Arrêt automatique	Après 3 minutes d'inactivité	Après 2 minutes d'inactivité
Alimentation	4 piles 1,5V type AAA	
Température de fonctionnement	15-32 °C	
Humidité relative	10-85% (sans condensation)	
Altitude maximale	4 300 m	
Dimensions	138 x 78 x 28 mm	145 x 75 x 30 mm
Poids	127 g (sans piles)	135 g (sans piles)
Stockage et conditions de transport	-25°C à 70°C (sans piles)	
Rapports d'évolution et d'objectif	Visibles sur PC via un accessoire de connexion CoaguChek [®] XS	Visibles sur le lecteur et sur PC (via une connexion USB)
Transfert des données	Infra-rouge à usage interne Roche	USB de type B Bluetooth